



GC EQUIA Forte™ HT

Packung 50 Kapseln A2



Artikelnr.: 204117
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.446 kg
Höhe: 101 mm
Breite: 108 mm
Länge: 188 mm

€ 116,33

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Kapseln A2

EQUIA Forte™ HT Langzeit-Glas-Hybrid-Restorationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

* Hinweise des Herstellers beachten