



GC CERASMART™ 270

Packung 5 Stück Größe 12, A2 HT, Cerec



Artikelnr.: 204198
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.088 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 45 mm
Länge: 108 mm

€ 87,32

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe 12, A2 HT, Cerec

CERASMART™ 270 mit FSC-Technologie wurde in einem innovativen Füllstoffbehandlungsverfahren entwickelt, das die physikalischen Eigenschaften verbessert. Zwischen Füllstoff und Matrix wird aufgrund der vollummantelten Füllstoffe ein stabilerer Haftverbund zusammen mit einem höheren Füllstoffgehalt erreicht, was zu einem stabileren Werkstoff mit verbesserten ästhetischen Eigenschaften führt. Die Oberflächen bleiben dauerhaft sehr glatt und glänzend, was sich positiv auf das ästhetische Erscheinungsbild auswirkt. Die verbesserte Bruchenergie und Flexibilität des Werkstoffs tragen zur Dämpfung der Kaukräfte bei. Dadurch eignet sich dieser Werkstoff hervorragend für die Behandlung von abradierten Gebissen und Patienten mit Funktionsstörungen. Das Fräsen von CERASMART™ 270 ist schnell und effizient, sodass in kürzester Zeit Restaurationen mit präzisen, feinen Rändern und optimaler Passform hergestellt werden können. Zudem kann es leicht poliert werden, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Wenn ein höheres ästhetisches Ergebnis bzw. die Charakterisierung gewünscht wird, kann der Werkstoff mit der abrasionsstabilen Oberflächenglanzbeschichtung OPTIGLAZE color glasiert und charakterisiert werden. CERASMART™ 270 kann in der Vorbehandlung entweder sandgestrahlt oder geätzt werden, was Ihnen höchste Verfahrensflexibilität ermöglicht.