



Arti-Brux®

Stück 0,15 ml Quick



Artikelnr.: 204307
Hersteller: Dr. Jean Bausch KG
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 17 mm
Breite: 45 mm
Länge: 167 mm

€ 9,97

Zzgl. MwSt.

Stück 0,15 ml Liquid Quick

Arti-Brux® ist ein Occlusions-Prüflack zur:

- Statischen und dynamischen Occlusionskontrolle auf restaurativen und prothetischen Versorgungen sowie Aufbisschienen
- Kurzzeitigen Occlusionskontrolle (maximal 24 Std.)

Arti-Brux® ist eine rote Lackfarbe, die mit dem beigefügten Pinsel (Einmalprodukt), auf die zu prüfenden Occlusalflächen aufgetragen wird. Arti-Brux® bildet nach dem Antrocknen einen speichelfesten, dünnen und gleichmäßigen Lacküberzug. Für die Diagnose von Parafunktionen (insbesondere Bruxismus) wird Arti-Brux® auf die harte Aufbisschiene aufgetragen. Die Kontaktflächen werden durch den Farbabrieb deutlich sichtbar.