



## PGA resoquick™

Packung 24 Stück, ungefärbt, 45 cm, DS 18, USP 5/0

---



Artikelnr.: 204715  
Hersteller: Karl Hammacher GmbH  
Gewicht: 0.17 kg  
Höhe: 69 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 146 mm

**€ 232,04**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 24 Nadeln, ungefärbt, 45 cm, DS 18, USP 5/0

*PGA resoquick* ist ein kurzfristig resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial bestehend aus Polyglycolsäure. Die hohe Reißfestigkeit des Fadens und die spezielle Beschichtung ermöglichen den Einsatz innerhalb vielfältiger Indikationen bei minimalem Gewebetrauma. *PGA resoquick* wird ungefärbt angeboten.

- Kurzfristig resorbierbares Multifilament
- Hohe Reisskraft
- Minimales Gewebetrauma
- Glatter Gewebedurchzug
- Guter Knotensitz