



HM-Bohrer C254LE

Stück FG, 31,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 204856

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 30 mm

Länge: 8 mm

€ 17,78

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrer FG, Gesamtlänge: 31,5 mm, ISO 012

Kurze Lindemann-Bohrer mit langem Hals. Für die Oralchirurgie.

Drehzahlbereiche:

- ISO 003-027 = 200.000 U/min.
- ISO 031 = 120.000 U/min.
- ISO 040 = 70.000 U/min.
- ISO 045 = 65.000 U/min.
- ISO 050 = 60.000 U/min.
- ISO 060 = 50.000 U/min.
- ISO 070 = 30.000 U/min.