




Elipar™ Minispot TriLight

Stück



Artikelnr.: 20487

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 4 mm

Breite: 4 mm

Länge: 6 mm

€ 38,94

Zzgl. MwSt.

Stück Minispot

Die passende Ersatzlampe für das 3M™ Elipar™ TriLight System.

3M™ *Elipar™ Minispot TriLight* gehört zum Originalzubehör- und Ersatzteilsortiment des hochwertigen 3M Dentalportfolios. Nur die Verwendung von Originalteilen garantiert ein reibungsloses Arbeiten mit 3M Produkten und Technologien.