



HM-Finierer TC336

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 198 Konus Kante rund, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 204898
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 30,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 198 Konus Kante rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Konus Kante rund.

- rot - 12 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Runde Kante
- Drehzahl 160.000 U/min.