

Gutta-Smart™

Obturationssystem Kit



Artikelnr.: 204909
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 1.323 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 158 mm
Länge: 243 mm

€ 2.073,34

Zzgl. MwSt.

Obturationssystem Kit Flow-Handstück, Pack-Handstück, Basisstation, Guttapercha Kartusche 20G, Guttapercha Kartusche 23G, 3 elektrische Hitzeplugges, Gutta-Smart Flow-Heizelement, Kanülenbiegewerkzeug, Netzwerkadapter, 4 Steckeradapter, 2 Verschlusskappen

Gutta-Smart™ ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit vier leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiles Feedback
- Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design