



## BLACKline ULTRA FS

Packung 3 Stück Ø 24 mm, Größe 5, offene Form, ULTRAretract

---



Artikelnr.: 204933  
Hersteller: E. Hahnenkratt GmbH  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 80 mm

**€ 33,47**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Mundspiegel Ø 24 mm, Größe 5, offene Form, ULTRAretract

Die BLACKline-Instrumente erhalten mit einer DLC – Diamond-like Carbon – Beschichtung ein High-End Finish. Durch das matte Finish werden störende Reflexionen eliminiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeit unter dem Mikroskop, die in der Endodontie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die BLACKline verbindet Arbeitskomfort und Ergonomie und bietet in allen Bereichen der Diagnostik überlegende Vorteile. Spiegel in HD-Qualität mit überlegener Farbgenauigkeit, ca. 30 % heller als andere FS Spiegel.