



FREEPRINT® splint 2.0

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, transparent



Artikelnr.: 205091
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.585 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 68 mm
Länge: 68 mm

€ 164,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, transparent

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Druck von Schienen, Fixierungs- und Übertragungsschlüssel. Klar-transparente Formulierung zur visuellen Kontrolle im Arbeitsbereich. Prozesssicher durch hohe Initialhärte und Endfestigkeit. Niedrigviskose Einstellung für geringeren Materialverbrauch und schnellere Reinigung. Höchste mechanische Biege- und Bruchfestigkeit, ohne spröde zu sein. Geruchs- und geschmacksneutral. Medizinprodukt der Klasse IIa, Farbe: klar-transparent.