

# ALPRO-BCS (BottleCareSystem) mit Außengehäuse

Set



Artikelnr.: 205117  
Hersteller: Alpro Medical GmbH  
Gewicht: 3.473 kg  
Höhe: 320 mm  
Breite: 255 mm  
Länge: 460 mm

**€ 657,86**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** Metallgehäuseoberteil mit Druckflaschenaufnahme und Schlauchanschlüssen (fertig montiert) für Betriebswasser, 6 mm Ø AD (transparent) und für Drucklufteingang, 4 mm Ø AD (blau) mit integrierter 3/2-Wege Ventilsteuerung (schwenkbar), voreingestelltem Luftdruckregler (3 bar) und Steigrohr mit Tropfsicherung, Anschluss-Set, Bilpron Starterset, 50 ml Alpron Musterflasche, 1,5 Liter Volumen Druckflasche, 100 ml BC-San 100

Set zur Betriebswasserversorgung, Grundreinigung und Desinfektion von Betriebswasserwegen ärztlicher und zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Erfüllt die Anforderungen der DIN 1988-100/DIN EN 1717 und ermöglicht ein einfaches Hygienemanagement der Betriebswasserwege und der damit verbundenen Behandlungseinheit.