




Bürsten

Packung 5 Stück Naturhaar dunkel, HP, Figur 543, ISO 195



Artikelnr.: 205321
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 22 mm
Breite: 80 mm
Länge: 115 mm

€ 11,70

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bürsten Naturhaar dunkel, HP, Figur 543, ISO 195

Endpolitur mit Bürsten und Schwabbeln. Bei allen zahntechnischen Arbeiten ist es erforderlich, die Werkstücke sorgfältig auszuarbeiten und auf Hochglanz zu polieren. Eine Hochglanzpolitur ist eine Oberflächenveredelung. Die Politur erfolgt von grob nach fein mit den entsprechenden Polierern. Nach der Politur mit Polierern erfolgt die Hochglanz-Feinpolitur mit Bürsten und Schwabbeln unter Anwendung von Polierpaste.

- 2120, Naturhaar (dunkel), weiche Borsten für die Politur mit Paste.
- 2121, Ziegenhaar (hell), harte Borsten für die Politur mit Paste.
- Max. Drehzahl 30.000 U/min., Opt. Drehzahl 15.000 U/min.