


Q Mobile

Stück komplett



Artikelnr.: 205340
Hersteller: Schick Dental GmbH
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 160 mm
Länge: 220 mm

€ 695,81

Zzgl. MwSt.

Stück Steuereinheit komplett

Das neu entwickelte *Q Mobile* von Schick vereint erstmalig zwei Welten: Uneingeschränkte Mobilität durch Steckdosenunabhängigkeit und die Präzision eines Hochleistungsmotors. Mit einem Drehzahlbereich von 3.000 – 30.000 U/min und 5,5 Ncm Leistung meistert *Q Mobile* spielend und zuverlässig alle Arbeiten für den Einsatz abseits des zahntechnischen Arbeitsplatzes.