



Spitzer Kegel Colori Silikon LS - PLASMA

Stück Breite 1,6 / 1,6 mm, Silikongriff blau



Artikelnr.: 205417
Hersteller: Carl Martin GmbH
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 47 mm
Länge: 230 mm

€ 41,29

Zzgl. MwSt.

Stück Spitzer Kegel Breite 1,6 / 1,6 mm, Silikongriff blau

Ein Spezialinstrument aus LiquidSteel zum Ausmodellieren sehr feiner okklusaler Strukturen.