



Carver Colori Silikon LS - PLASMA

Stück mit Silikongriff grün



Artikelnr.: 205435
Hersteller: Carl Martin GmbH
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 45 mm
Länge: 230 mm

€ 33,54

Zzgl. MwSt.

Stück Carver mit Silikongriff grün

Carver aus LiquidSteel mit Colori Silikongriff

- Hochwertiges, thermostabiles Speziilsilikon
- Weiche, angenehme Oberfläche
- Griffwellen sorgen für einen sicheren Halt
- Geringes Gewicht
- Hochwertiger Innenkern aus rostfreiem Edelstahl. Präzise gefertigt auf computergesteuerten (CNC) Maschinen
- Optimale Abdichtung durch das Silikon mittels einer Rille beim Übergang von der Spitzenhülse zum Metallkern
- Die Rändelung im Metallkern verhindert ein Verdrehen des Silikons
- Geeignet für Thermodesinfektion und Autoklav
- 6 Farben stehen zur Auswahl