




# Endobohrer H1SEB

Packung 5 Stück blau, RAL, Figur 004, ISO 012

Artikelnr.: 205519  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 28,09**

*Zzgl. MwSt.*



---

**Packung 5** Bohrer blau, RAL, Figur 004, ISO 012

Bei endodontischen Behandlungen mehrwurzeliger Zähne sind die Kanäle nicht immer sofort auffind- und penetrierbar. Dann muss zuerst ein Isthmus über einen Teil oder die gesamte Länge dargestellt werden, damit ein verborgener Kanal gefunden wird. Die neu entwickelten Endoburs eignen sich speziell für diese Behandlungen.

- Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl 120.000 U/min.