




Endobohrer H1SEB

Packung 5 Stück grün, RAL, Figur 004, ISO 014

Artikelnr.: 205520
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 80 mm

€ 24,49

Zzgl. MwSt.



Packung 5 Bohrer grün, RAL, Figur 004, ISO 014

Bei endodontischen Behandlungen mehrwurzeliger Zähne sind die Kanäle nicht immer sofort auffind- und penetrierbar. Dann muss zuerst ein Isthmus über einen Teil oder die gesamte Länge dargestellt werden, damit ein verborgener Kanal gefunden wird. Die neu entwickelten Endoburs eignen sich speziell für diese Behandlungen.

- Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl 120.000 U/min.