



NX3 Nexus

Spritze 1,8 g lichthärtend clear



Artikelnr.: 20557
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 75 mm
Länge: 210 mm

€ 35,34

Zzgl. MwSt.

Spritze 1,8 g lichthärtend clear

Die neue Generation des adhäsiven Befestigungszements NX3 ist sowohl mit „Total-Etch“ als auch mit „Self-Etch“ Adhäsiven kompatibel. NX3 zeichnet sich durch hervorragende Farbstabilität, hohe Transluzenz und hervorragende Haftkraft aus. NX3 ist für zeitaufwendige Restaurationen als lichthärtender Zement in der Standard Spritze erhältlich. Zusätzlich wird NX3 in der praktischen Automixspritze als dualhärtender Zement angeboten, wodurch die Verwendung eines Aktivators bei Indikationen mit geringer oder ohne Lichteinwirkung entfällt. Die Röntgenopazität liegt bei über 330 %.