



Diamantpolierer 9769

Packung 2 Stück rosa mittel, HP, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 170



Artikelnr.: 205662
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 28 mm
Länge: 44 mm

€ 31,64

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer rosa mittel, HP, Figur Twist, 1,6 mm, ISO 170

2-Stufen System. TWIST Diamantpolierer, Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten
- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.

Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden!