



Intensiv ZirconCut

Set 3 Stück FG, ISO 016



Artikelnr.: 205740
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 25 mm
Länge: 46 mm

€ 74,63

Zzgl. MwSt.

Set 3 Diamanten (Zylinder flach 90°, 6 mm, Zylinder rund, 6 mm, Zylinder Flamme, 5 mm), FG, ISO 016

Intensiv ZirconCut Instrumente sind unterschiedlich im Vergleich zu klassischen Intensiv Diamantinstrumenten dank der multiplen Diamantbeschichtung (schwarze Anmutung) und der stärkeren Fixierung der Diamantkristalle; die Instrumente sind zum Schleifen von Zirkonoxidkeramik (heute eine der grössten Herausforderungen in den Praxen, da das Material enorm kompakt und extrem hart ist) und andere Keramiken geeignet.