



Monoart® Mundspülbecher Hartpapier

Karton 1.000 Stück weiß, 180 ml



Artikelnr.: 205749
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 3.033 kg
Höhe: 658 mm
Breite: 167 mm
Länge: 371 mm

€ 34,59

Zzgl. MwSt.

Karton 1.000 Becher weiß, 180 ml

Monoart® Mundspülbecher Hartpapier bestehen fast vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. Damit sie im Gebrauch nicht aufweichen sind die Becher innen fein beschichtet (PE). Das Material sorgt für eine gutes Griffgefühl und hohe Stabilität. Die Becher sind etwas kleiner als herkömmliche Kaffeebecher. Das macht sie besonders praxisfreundlich und spart Abfallgewicht.

- Dezent und schlicht
- Füllmenge 180 ml
- Weiß oder mit Motiv