



## PerfectPearl™ Polieraufsätze

Packung 144 Stück Midnight, Standard Cup



Artikelnr.: 205860  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.739 kg  
Höhe: 96 mm  
Breite: 220 mm  
Länge: 255 mm

**€ 77,78**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 144 Kelche Midnight, Standard Cup

### *PerfectPearl™ Polieraufsätze*

Die PerfectPearl™ Einwegpolieraufsätze wurden nach dem patentierten Pro-Cup Design hergestellt und sind auf die Anforderungen bei der professionellen Zahnreinigung bestens abgestimmt.

Das einzigartige Kegelrad der Winkelstücke ermöglicht eine ruhige, vibrationsarme Behandlung. Der weiche Polierkelch sorgt für eine exzellente subgingivale Reinigung und die Spiralrillen helfen dabei, Polierpaste zum Zahn zu drücken und Spritzer zu vermeiden.

Da der Kelch an der Innen- und Außenseite Spiralrillen aufweist, kann die Effizienz beim Polieren gesteigert und die Behandlungszeit verkürzt werden. Die Polieraufsätze sind in den Ausführungen Classic (weicher Kelch) und Midnight (Standardkelch) erhältlich und nicht aus Naturlatex hergestellt.