



TempoCemID Smartmix

Packung 5 ml Spritze, 20 Smartmix-Tips



Artikelnr.: 205926
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.092 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 102 mm
Länge: 182 mm

€ 46,72

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Spritze, 20 Smartmix-Tips

TempoCemID ist ein transluzenter, dualhärtender Composite-Befestigungszement, der zur provisorischen Befestigung von provisorischen Kronen, Brücken, Veneers, Inlays und Onlays sowie aller Arten von Provisorien indiziert ist. Das Material ist in der Smartmix-Spritze erhältlich.