



thermosept® RKF

Kanister 5 kg



Artikelnr.: 20594

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 5.35 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 145 mm

Länge: 255 mm

€ 25,70

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 kg

thermosept® RKF ist geeignet für die effektive, alkalische Reinigung von z. B. chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Laborglas und stark verschmutzten Laborutensilien. *thermosept® RKF* ist tensidfrei und hat ein gutes Abspülverhalten. Der Reiniger kann für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Materialien und Materialien auch aus dem Laborbereich wie Edelstahl, Glas, Keramik und diversen Kunststoffen verwendet werden. Nur für alkalibeständige Materialien geeignet. Alternativ kann für alkaliempfindliches Spülgut der Neutralreiniger *thermosept® RKN-zym* oder der mildalkalische Reiniger *thermosept® X-tra* verwendet werden. *thermosept® RKF* ist für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie Taktbandanlagen geeignet.