



# PANAVIA™ SA Cement Universal

Packung 8,2 g/4,6 ml Spritze white, 20 Mixing Tips

---



Artikelnr.: 205944  
Hersteller: Kuraray Noritake  
Gewicht: 0.085 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 101 mm  
Länge: 237 mm

**€ 88,85**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 8,2 g/4,6 ml Spritze white, 20 Mixing Tips

*PANAVIA™ SA Cement Universal* ist mit dem einzigartigen LCSi-Monomer ein Vorreiter im Bereich der selbstadhäsiven Befestigungskomposite. Dieses Befestigungskomposit haftet ohne separaten Primer an nahezu allen Materialien, auch Glaskeramik. Das Befestigungskomposit enthält einen einzigartigen Silanhaftvermittler – das LCSi-Monomer – und bietet somit eine starke und dauerhafte chemische Haftung an allen Keramiken (inklusive Lithium-(di)silikat- und Hybridkeramik) und Komposite. Die Paste enthält auch das original MDP-Monomer, das für einen hohen chemischen Verbund mit Zirkonoxid, Metalllegierungen, Dentin und Zahnschmelz sorgt. Darüber hinaus bietet *PANAVIA™ SA Cement Universal* ein breites Indikationspektrum und ist für Kronen/Brücken, Inlays/Onlays, Stifte und auch Adhäsivbrücken geeignet.