



## Peha-taft® classic

Packung 50 Paar puderfrei, transparent, Größe 6,5



Artikelnr.: 205981  
Hersteller: Paul Hartmann AG  
Gewicht: 1.773 kg  
Höhe: 233 mm  
Breite: 133 mm  
Länge: 260 mm

**€ 39,31**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 50 Paar Handschuhe puderfrei, transparent, Größe 6,5

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, transparent für mehr Sicherheit. *Peha-taft® classic* puderfrei ist für alle chirurgischen Eingriffe geeignet und sorgt für einen angenehmen und ermüdungsfreien Sitz aufgrund seiner vollanatomischen Form. Durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit spezieller, mikrogerauer Oberfläche für ausgezeichnetes Tastempfinden und optimale Griffbarkeit, hochelastisch und reißfest für besonderen Schutz. *Peha-taft® classic powderfree* ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0;65.