



ProTaper Gold® Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Packung 60 Stück (36 x F2, 24 x F3)



Artikelnr.: 206306
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 48 mm
Länge: 84 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 60 Guttaperchaspitzen (36 x F2, 24 x F3)

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließeigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen