



## Omni Ronde Z-CAD Deep Liquid

Flasche 100 ml A3,5



Artikelnr.: 206340  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.146 kg  
Höhe: 45 mm  
Breite: 140 mm  
Länge: 142 mm

**€ 24,88**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 100 ml Liquid A3,5

Die gebrauchsfertigen Infiltrationsliquide auf Wasserbasis dienen zum Einfärben weißer Zirkonoxid Ronden von Omnident. Ob Tauchen oder Bemalen, die Färbeliquide dringen in die Oberfläche der ungesinterten Arbeiten und färben diese ein. Die Omni Ronde Z-CAD Deep Liquids sind vorrangig für die Tauchtechnik der Z-CAD HD und HTL Ronden konzipiert. Durch ein höheres Chroma wird der zu verblendenden Arbeit der Farbton von innen heraus vorgegeben. Natürlich ist eine Bemaltechnik mit diesen Liquids auch möglich.