



# Filtek™ Kapsel Dispenser

Stück für Komposite



Artikelnr.: 206442  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.14 kg  
Höhe: 38 mm  
Breite: 105 mm  
Länge: 156 mm

**€ 43,48**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Dispenser für Komposite

Der 3M™ *Filtek™* Dispenser ermöglicht die einfache, intraorale Applikation von Kompositen in Kapseln.

- Entwickelt zum Erwärmen
- Einfach zu laden durch Snap-In Funktion
- Einfache Reinigung
- Zusätzlicher Komfort dank des leicht zu ziehenden Abzugs und des ergonomischen Designs

Zur konservativen Füllungstherapie für die intraorale Applikation von Kompositen in Kapseln.

3M hat bestätigt, dass die folgenden Komposite sicher erwärmt werden können: Kapseln – 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit, 3M™ Filtek™ Universal Restorative.

Spritzen – 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fließfähiges Komposit, 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fließfähiges Komposit und 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Komposit.