



## Omnipol Zirkon ungesintert

Packung 6 Stück grau mittel, Figur taillierter Stumpf

---



Artikelnr.: 206461  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.031 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 55 mm

**€ 22,56**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung 6** Polierer grau mittel, Figur taillierter Stumpf

Polierer zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Der graue Arbeitsteil reduziert schnell und kontrolliert die Frässtege und eignet sich somit speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Mit den farbpigmentlosen weißen Gummierern wird die präzise Endkontur erreicht, ohne die Gefahr von Oberflächenverfärbungen und Beschädigungen. Spitze & Linse = fein, taillierter Stumpf = mittel/fein. Drehzahlbereich: 8.000 – 20.000 Upm.