



## Omnipol Kunststoff 3D

Packung 50 Stück rot ultrafein, Figur Rad

---



Artikelnr.: 206468  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.015 kg  
Höhe: 32 mm  
Breite: 78 mm  
Länge: 132 mm

**€ 70,83**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 Polierer rot ultrafein, Figur Rad

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik. Durch die definierte Porosität der Bindung wird die Temperaturentwicklung stark herabgesetzt. Die luftigen Polierscheiben eignen sich hervorragend zur Entfernung der Supports beim 3D-Druck sowie zum professionellen Entgraten von Schienen und Trays. Rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm.