



## DIACUT Turbo Diamant VT830L

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 239, 5 mm, ISO 014

---



Artikelnr.: 206473  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 4 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 81 mm

**€ 42,01**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 239, Kopflänge: 5 mm, ISO 014

DIACUT Turbo Diamanten.

- grün (VT) - grob
- Kavitätenpräparation

- Max. Drehzahl: 450.000 U/min., opt. Drehzahl 70.000 - 220.000 U/min.