

Gipsmodelltrimmer HSS-88

Stück mit Folienschleifscheibe



Artikelnr.: 206517

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 0.5 kg

€ 2.037,18

Zzgl. MwSt.

Stück Gipstrimmer mit Folienschleifscheibe inklusive 1 m Zuflussschlauch 1/2" Zoll, 1 m Abflussschlauch 1" Zoll, Schrägaufgabe im Winkel von 12°

Wartungsfreier Motor mit Mantelkühlung. Große Arbeitsöffnung von 10,5 x 14,5 cm. Glattes, leicht zu reinigendes Motorgehäuse. Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl. Alle Wassermann Schleifscheiben und KFO-Ausstattung verwendbar.