



Honigum Heavy

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Heavy, 4 Automix-Tips



Artikelnr.: 20669

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.296 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 59 mm

Länge: 107 mm

€ 37,77

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Heavy, 4 Automix-Tips

Die Anwendungsgebiete sind für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate).

- Besonders hohe Endhärte
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität
- Sehr gutes Fixationsvermögen
- Direkte Applikation in den Löffel
- Einfaches sauberes Handling
- Leichte und sichere Entnahme
- In zwei Versionen erhältlich: normal- und schnellhärtend
- Vom Bränemark-Center für Implantatabformungen empfohlen