



Schutzhülle Digital X-RAY Sensor

Packung 500 Stück 3,5 x 23 cm



Artikelnr.: 206792
Hersteller: Omnia S.p.A.
Gewicht: 0.898 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 110 mm
Länge: 260 mm

€ 159,84

Zzgl. MwSt.

Packung 500 Hüllen 3,5 x 23 cm

Der RVG Protector unterscheidet sich von den normalen analogen Vorrichtungen, weil er in einer dünnen, farbneutralen, geruchlosen und puderfreien Polymermembran mit abgerundeten Kanten realisiert ist. Da er an einem Papierhalter angebracht ist, geht das Aufbringen des Überzugs einfach und schnell.