



VITA ADIVA® IA-CEM

IA-CEM Set



Artikelnr.: 206837
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.414 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 165 mm
Länge: 220 mm

€ 379,91

Zzgl. MwSt.

IA-CEM Set 5 ml Spritze Ultra opaque, 6 ml CERA-ETCH, 5 ml C-PRIME, 5 ml ZR-PRIME, 25 Microbrushes, 15 T-Mixer 1:1, 12 Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM ist ein ultraopakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit für die Implantatprothetik.

Es dient der definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen und individuellen Titan- sowie Zirkondioxidabutments.

Zum Befestigungskomposit gibt es materialspezifisch abgestimmte Haftvermittler für einen beständigen Verbund zwischen Restauration und Abutment.