



Quadro-Glas

Stück



Artikelnr.: 206850
Hersteller: IC Medical System GmbH
Gewicht: 0.2 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 150 mm
Länge: 300 mm

€ 40,80

Zzgl. MwSt.

Stück Behälter

Die "Quadro-Glas" Technologie

Der MRD 4000 nutzt ein neu entwickeltes Reinigungsverfahren für eine gründliche und gleichzeitig schonende Reinigung: die „Quadro-Glas“ Technologie. Das mitgelieferte Reinigungsbehältnis, ein stabiler Glaspolierbecher aus äußerst beständigem und langlebigem Glas, weist eine spezielle Geometrie auf. Dies führt zu einer optimalen Reflexion der Reinigungsnadeln: Die Nadeln werden an vier aufeinander abgestimmten Flanken reflektiert und bewirken so ein schnelles und effizientes Reinigungsergebnis.