



## Diamanten Z881

Packung 5 Stück weiß ultra fein, FG, Figur 141 Zylinder rund, 9,5 mm, ISO 017

---



Artikelnr.: 206887

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 71,69**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Diamanten weiß ultra fein, FG, Figur 141 Zylinder rund, Kopflänge: 9,5 mm, ISO 017

Diamanten für Zirkonoxid. Bearbeiten von geHIPptem / gesintertem Zirkonoxid.

- Feinwerktechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.