



Diamanten Z881

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 141 Zylinder rund, 9,5 mm, ISO 017



Artikelnr.: 206889
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 61,35

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 141 Zylinder rund, Kopflänge: 9,5 mm, ISO 017

Diamanten für Zirkonoxid. Bearbeiten von geHIPptem / gesintertem Zirkonoxid.

- Feinwerktechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.