



## PAK

Stück Standard S-DL mit Klemmscheibe inkl. keimarmer Flaschenbelüftung, gelb

---



Artikelnr.: 207147  
Hersteller: Weinmann GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 133 mm  
Länge: 156 mm

**€ 12,19**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Pumpen-Adapter-Kombination Standard S-DL mit Klemmscheibe inklusive keimarmer Flaschenbelüftung, gelb

*PUMPEN-ADPATER-KOMBINATIONEN* für EURO Elektroneinheiten (mit Klemmscheibe).

Die *Pumpen-Adapter-Kombinationen (PAK)* bestehen jeweils aus einem Flaschenadapter, einer Universal-Schlauchdosierpumpe sowie einer keimarmen Flaschenbelüftung und einer Prüfplakette.

Die richtige Größe für Ihre Flasche können Sie sich ganz einfach auf der Seite [www.adapterliste.com](http://www.adapterliste.com) anzeigen lassen.