



Praxipol PS II

Stück Drucktopf



Artikelnr.: 207154
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.241 kg
Höhe: 255 mm
Breite: 265 mm
Länge: 430 mm

€ 328,07

Zzgl. MwSt.

Stück Drucktopf

Polymerisationsdrucktopf

- Ca. 6 Liter Inhalt
- Für Heiß- und Kaltpolymerisate
- Mit Einlassventil, Manometer und Sicherheitsventil (GS/TÜV-geprüft)
- Innen mit Antihafschicht zur Vermeidung von Korrosion versehen