



## Streifenhalter PAUL

Stück gezackt, 4 mm breit, Stärke 0,05 mm, weiß

---



Artikelnr.: 207157  
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 95 mm  
Länge: 132 mm

**€ 3,96**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Separierstreifen gezackt, 4 mm breit, Stärke 0,05 mm, weiß

Formung von Approximal- und Kontaktflächen; Finieren von Füllungen und approximalen Schmelzreduktion.

- Autoklavierbar und mehrfach benutzbar
- Länge: 20 mm
- Diamant Streifen gelb: Einseitig, extra-feines Korn
- Diamant Streifen rot: Einseitig, feines Diamantkorn
- Diamant Streifen blau: Einseitig, normales Diamantkorn
- Streifen Diamant grün: Einseitig, grobes Diamantkorn
- Säge Streifen weiss: (Sägezahn, ohne Diamantkorn), rostfreier Edelstahl für Weitung des Interproximalspaltes, Entfernung von Zementresten