



Monoart Zelltuchservietten

Karton 20 x 50 Stück weiß, 2-lagig, 40 x 40 cm



Artikelnr.: 207213
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 5.93 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 600 mm
Länge: 415 mm

€ 39,79

Zzgl. MwSt.

Karton 20 x 50 Servietten weiß, 2-lagig, 40 x 40 cm

Monoart Zelltuchservietten gibt es in verschiedenen Qualitäten. Ganz nach Ihrem Anspruch mit zwei, drei oder vier Lagen. Die Größe von 40 x 40cm in Kombination mit der 1/4 Falz bietet einen hohen Komfort. 2-,3-, oder 4-lagig. In den Farben blau und weiß lieferbar.