

# Alginate Mixer III

Kit ColorChange inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 207252

Hersteller: Cavex

Gewicht: 20 kg

Höhe: 620 mm

Breite: 385 mm

Länge: 420 mm

**€ 1.255,59**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Kit** ColorChange, Cavex Alginate Mixer 3, 10 x 500 g ColorChange Alginate, Magnetbehälter, 4 Mischbecher, Kunststoffspatel, Wasserdosierflasche, Kunststoffführstab, Gebrauchsanweisung

Der Cavex Alginate Mixer 3 ist das ideale Gerät, um eine perfekte, homogene Alginate Mischung und schließlich den perfekten Alginateabdruck herzustellen. Der Cavex Alginate Mixer 3 ist mit einem 12-Volt-Motor ausgestattet. Dadurch können die Beschleunigung und Verzögerung genau gesteuert werden und ist die Art, wie die Energie in das Alginate eingebracht wird, vollständig unter Kontrolle. Abhängig von dem gewählten Programm macht der Cavex Alginate Mixer 3 zuerst einige Links-Rechts-Bewegungen, um anschließend die Geschwindigkeit allmählich zu erhöhen. Nach einigen Sekunden Mischen wird die Geschwindigkeit wieder allmählich verringert. Insgesamt wird die Energie also sehr kontrolliert in das Alginate eingebracht, was in nur sechs bis acht Sekunden zu einem perfekt gemischtem Alginate führt.