



## Kronentrenner Zirkon 881

Packung 2 Stück grün grob, FG, Figur 141, 8,5 mm, ISO 016

---



Artikelnr.: 207333  
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 22 mm  
Länge: 32 mm

**€ 10,54**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 Kronentrenner grün grob, FG, Figur 141, Kopflänge: 8,5 mm, ISO 016

Kronentrenner für Zirkon.