



Extraction II

Kit



Artikelnr.: 207589
Hersteller: ACTEON Germany GmbH
Gewicht: 0.22 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 110 mm
Länge: 150 mm

€ 921,05

Zzgl. MwSt.

Kit 5 Extraktion-Ansätze (2 x LC2 II, LC2L II, LC2R II und NINJA II), Universalschlüssel, komplett mit Edelstahlbox

Kit zur Erweiterung des ligamentären Raums. Die LC-Ansätze trennen den Zahn von seiner Halterung und ermöglichen eine schnelle Extraktion ohne Verrenkung sowie einen intakten Rand des Alveolarknochens.

Geeignet für die Entfernung von Weisheitszähnen, brüchigen Wurzeln, eingeschlossenen Zähnen, etc.

Achtung: Die Ansätze passen nicht für Piezotome I und Implant Center I !