



picodent® twinduo soft

Packung 2 x 2,5 kg Eimer



Artikelnr.: 207747
Hersteller: Picodent GmbH
Gewicht: 5.597 kg
Höhe: 178 mm
Breite: 206 mm
Länge: 390 mm

€ 100,16

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2,5 kg Eimer

Zwei-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend).

- Extrem zeichnungsscharf
- Sehr glatte Oberflächen
- Maximale Geschmeidigkeit
- Hohe Endhärte 85 Shore
- Kochfest
- Schnelles Erreichen der Endhärte
- Sehr sauber zu beschneiden