



GC Mixing Tips Type II

Packung 60 Stück, Type II



Artikelnr.: 207795
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.164 kg
Höhe: 146 mm
Breite: 93 mm
Länge: 121 mm

€ 44,96

Zzgl. MwSt.

Packung 60 Tips, Type II

Die Mixing-Tips II werden für das Mischen und Ausdrücken der gewünschten Menge von Vinyl Polyether Silikon (Exa ?lence), Vinyl Polysiloxan Abformmaterial und Unterfütterungsmaterial verwendet.