

CanalPro™ Jeni

Set Endomotor inklusive Zubehör



Artikelnr.: 207818
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.55 kg
Höhe: 273 mm
Breite: 276 mm
Länge: 323 mm

€ 2.490,00

Zzgl. MwSt.

Set Endomotor inklusive Winkelstück, Kabel, apex Kabel Set, BT Fußschalter, Haltebügel für apex locator

Der neue und innovative *CanalPro™ Jeni* ist ein vollautomatischer, elektronisch gesteuerter Endomotor mit integriertem Apex Locator, der die Aufbereitung verblüffend einfach, sicher und effizient macht. Das Jeni Assistenzsystem passt sich kontinuierlich der individuellen Wurzelkanalanatomie an und begleitet die mechanische und chemische Aufbereitung Schritt für Schritt.