



Universalpolierer 9503

Packung 5 Stück braun mittel, FG, Figur 297, 7,5 mm, ISO 033



Artikelnr.: 20783

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 45 mm

€ 10,47

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer braun mittel, FG, Figur 297, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 033

3 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle (NEM), Modellguss, Amalgam.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - braun - Politur
- 3. Stufe - grün - Hochglanzpolitur
- Prophylaxe, KFO, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.